



**ALL IN
ONE**

CU-SP1

CU Medical Systems, Inc.

シーユー SP1 【JRC蘇生ガイドライン2015準拠】

オートボリューム（自動音量調整機能）

まわりの騒音にあわせ音声ガイダンスの音量が自動で大きくなる

モード切替【成人⇔小児】（セーフティガード付）

小学生以上は成人モード／未就学児（およそ6歳未満）は小児モード

3つのステータスインジケータ

①バッテリー残量表示 ②電極パッド期限表示 ③エラー状態表示

CPR（心肺蘇生）コーチング

胸骨圧迫テンポのピープ音を1分間に100回～120回
まで5回刻みで設定可能